



A41009F

Andador para exterior

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

A41009F



ANDADOR CON ASIENTO Y REPOSAPIÉS

El andador con reposapiés A41009F es ideal para personas con movilidad reducida, que necesiten detenerse a descansar después de caminar algunos metros. Incorpora un cómodo asiento de 35 cm de ancho y 34 cm de profundidad, gracias a los reposapiés permite que el usuario sea empujado por el acompañante. Este andador tiene una cesta de ropa opaca bajo el asiento y frenos maneta con posición parking. Trae el porta bastón de serie.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	61,5 cm
Ancho entre ruedas traseras	42,5 cm
Profundidad con reposapiés	79 cm
Profundidad sin reposapiés	68 cm
Profundidad plegado	32,5 cm
Alto total (regulable)	83,5 - 95,5 cm

Peso

Peso total	9,10 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Gris mate / Azul mate
-------	-----------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho útil para sentarse	45 cm
Ancho del asiento	35 cm
Profundidad del asiento	34 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm
Tipo de asiento	Abatible
Material del asiento	Acolchado

Respaldo

Ancho del respaldo	45 cm
Tipo de respaldo	Fijo desmontable
Material del respaldo	Barra acolchada

Reposapiés

Profundidad del reposapiés	17 cm
Tipo de reposapiés	Plegable

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø19 cm
Medidas ruedas traseras	Ø19 cm
Ancho ruedas	3 cm
Número de ruedas delanteras	2
Número de ruedas traseras	2

Otras características

Cesta	Cesta de tela
Medidas cesta (ancho x alto x profundo)	41 x 20 x 22 cm
Portabastones	Sí
Plegable	Sí
Tipo de freno	Freno maneta y bloqueo

