

LANZAMOS UN NUEVO MODELO EN LA FAMILIA DE ANDADORES ELITE

La gama de andadores Elite, ya considerada como la más completa del mercado, se amplía con un nuevo modelo innovador y único; Elite Up!



ANDADOR PLEGABLE DE ALUMINIO DE INTERIOR CON 2 AGARRES PARA FACILITAR LA INCORPORACIÓN

Desde IM by TotalCare, estamos ansiosos de presentar una nueva incorporación a la exitosa línea de andadores Elite: el modelo "Elite Up!". Este innovador andador cuenta con dos agarres adicionales diseñados específicamente para ayudar a los usuarios a levantarse de manera fácil y segura.


Además de esta característica única, mantiene todas las características de calidad y seguridad de la familia Elite, hay 2 modelos disponibles; "Elite 1G Up!" y "Elite 3G Up!", este último incluye asiento, respaldo y cesta. Se mantiene el diseño elegante y moderno que define la familia Elite.

El andador Elite Up! también cuenta con un sistema de plegado fácil para facilitar su transporte, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que viajan con frecuencia o tienen espacio limitado en casa, está fabricado en aluminio, lo que lo convierte en un andador muy ligero.

"Estamos muy contentos de añadir este nuevo modelo a la reconocida familia de andadores Elite y estamos convencidos de que será muy bien recibido en el sector y para nuestros clientes" asegura Josep A. Gómez, CEO de TotalCare.

Los andadores Elite son, sin duda, la familia de andadores más completa del mercado. Con una gran variedad de modelos para elegir, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades específicas de movilidad de los usuarios, no hay ninguna otra línea de andadores que pueda compararse en términos de calidad y prestaciones. Desde el modelo Elite 1G hasta el innovador Elite Up!, cada uno de los andadores cuenta con características innovadoras y un diseño elegante para garantizar una experiencia cómoda y segura.

En resumen, la familia Elite es la gama más completa y vendida del mercado.



Cuenta con dos agarres adicionales diseñados específicamente para ayudar a los usuarios a levantarse.



FICHA TÉCNICA ELITE UP!

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	57,9 cm
Ancho entre conteras traseras	51 cm
Profundidad total	58,5 cm
Profundidad plegado	33,5 cm
Alto total (regulable)	81 - 95,9 cm
Alto asiento al suelo (regulable) <i>Disponible en 3G Up!</i>	45,6 - 50,7 cm

Peso	Elite 1G Up!	Elite 3G Up!
Peso total	4,20 kg	5,85 kg
Peso máximo soportado	136 kg	

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Negro
-------	-------

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø14,5 cm
Ancho ruedas delanteras	2 cm
Tipo de ruedas delanteras	Fijas y macizas
Tipo de ruedas traseras	Conteras
Número de ruedas delanteras	2
Color ruedas	Negro / Azul

Otras características

Plegable	Sí
Tipo de freno	Freno presión
Medidas asiento	37 x 24,5 cm
Medidas bolsa	37,5 x 22 x 16 cm



elite

LA FAMILIA MÁS COMPLETA DE
ANDADORES **DEL MERCADO.**



ENCUÉNTRELOS EN EXPOSICIÓN EN NUESTRO STAND DE OMC '23