

Porta suero para silla de ruedas manual

REF. GM-07531

FABRICANTE:
ACPORTASUERO



Marca	TotalCare
Fabricante	TotalCare Europe, S.L. (España)
Tipo	Accesorio de silla de ruedas
Acabado	Cromado

Descripción

Soporte porta suero o porta gotero para sillas de ruedas manuales. Permite al paciente llevar el suero colocado en la propia silla durante los traslados.

- Altura total de 102 cm
- Parte superior de apoyo del suero de 24 cm
- Acabado cromado
- Compatible con las sillas TotalCare PC-20 / PC-21, PC-30 / PC-31, SABY-30 / SABY-31 y SOL-30 / SOL-31

Especificaciones técnicas

Altura	102 cm	Apoyo superior	24 cm
Acabado	Cromado	Garantía	2 años