



Grúa Aúpa

Ayudas técnicas

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Grúa Aupa



ARNÉS BÁSICO INCLUIDO



Peso	AÚPA MINI 150 KG	AÚPA XL 180 KG
Peso total	39,90 kg	42,90 kg
Peso máximo soportado	150 kg	180 kg
Material	Aluminio	
Color	Negro y Plata	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	
Potencia del motor	24V · 8000N
Batería	10 Ah
Número de baterías	2 de 5 Ah


GRÚA ELÉCTRICA 150 KG / 180 KG CON ARNÉS

La grúa aupa eléctrica es ideal para el traslado del usuario y para realizar sus cuidados pertinentes de una forma cómoda, fácil y práctica. Además, trae de serie un arnés que se coloca de forma fácil en la grúa y proporciona una óptima seguridad a la persona.

Las grúas Aupa son reconocidas por ser compactas y con gran capacidad de elevación (el alto de la Grúa Mini es de 129 a 185,5 cm y el de la XL es de 130 a 183,5 cm). Son ideales por sus mínimas dimensiones para moverse en espacios reducidos (Grúa Aupa Mini ancho total de 50 a 87 cm y Grúa Aupa XL ancho total de 60 a 78,5 cm). Tiene un sistema para abrir y cerrar las patas, el espacio de apertura de la Grúa Aupa Mini es de 40 a 78 cm, mientras que el de la XL es de 50 a 69 cm. La profundidad es de 104 cm la Mini y de 108 cm la XL.

Disponible en dos tallas: Grúa Aupa Mini (peso máximo soportado 150 kg) y Grúa Aupa XL (peso máximo soportado 180 kg).

Medidas Grúa Aupa Mini



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	AÚPA MINI 150 KG	AÚPA XL 180 KG
Ancho total (patas regulables)	52 - 87 cm	60 - 78,5 cm
Apertura total*	42 - 77 cm	50 - 69 cm
Profundidad total	104 cm	108 cm
Alto total	129 - 185,5 cm	130 - 183,5 cm
Alto del arnés al suelo	60 - 167 cm	59 - 163 cm
Alto rueda delantera	9 cm	9 cm

*Distancia entre los interiores de las patas delanteras (espacio efectivo de apertura).



Fácil plegado · Quick Release



Mando controlador



Ruedas traseras con freno



Percha con 4 puntos



Motor eléctrico