



Muleta Axilar 7200/7300

Ayudas técnicas

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

Muleta 7200/7300



RESISTENTE, LIGERA Y FUNCIONAL

Resistente, ligera y funcional

La muleta 7200 es una muleta axilar que se adapta al usuario gracias a que es regulable en altura.

Fabricada en aluminio es resistente, ligera y funcional. Además, es regulable en altura haciendo que sea adaptable al usuario optimizando su confortabilidad.

Disponible en dos tallas: 7200 (112,5 a 133,5 cm) y 7300 (130 a 150 cm).

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Alto de la axila al suelo (7200)	(9 niveles) 112,5 a 133,5 cm
Alto de la axila al suelo (7300)	(9 niveles) 130 a 150 cm
Alto del puño al suelo (regulable)	(5 niveles) 80 a 95 cm
Diámetro del tubo base	Ø 2 cm

Puño

Largo del puño	10 cm
Diámetro puño	Ø 3,5 cm

Contera

Diámetro superior contera	Ø 3 cm
Diámetro inferior contera	Ø 4 cm

Peso

Peso total unitario	0,75 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material

Aluminio

Color

Plata