



## Saby kit de freno

Silla de ruedas manual  
con kit de freno

**FICHA TÉCNICA**

más de 50 años viviendo sin límites

**! Nota importante**

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

**www.totalcare-europe.com**

## FICHA TÉCNICA

# Saby con kit de freno



Saby-20 KF

Saby-31 KF

## SILLA DE RUEDAS DE ACERO O ALUMINIO PLEGABLE CON SISTEMA DE KIT DE FRENO DE INTEGRADO

La silla de ruedas **Saby KF** está fabricada en acero o aluminio y dispone de un nuevo sistema de kit de freno integrado de serie.

Está disponible en los modelos de Saby de acero y aluminio de rueda pequeña Ø31,5 cm o grande de Ø60 cm.

Además, dispone de un sistema de doble cruceta para facilitar su plegado. Es muy ligera pero a la vez resistente, admitiendo un peso máximo de 120 kg.

El restyling de la Saby presenta nuevas prestaciones, como un novedoso diseño del lateral con un agarre para facilitar la incorporación, una mayor inclinación del respaldo para mejorar la comodidad y unas ruedas delanteras más robustas y anchas de 5 cm.

## INFORMACIÓN GENERAL

| Medidas                      | Saby-20 / Saby-30     | Saby-21 / Saby-31 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Ancho total (talla 40)       | 55 cm                 | 58,5 cm           |
| Ancho total (talla 42)       | 57,5 cm               | 61 cm             |
| Ancho total (talla 45)       | 60,5 cm               | 65 cm             |
| Alto total                   | 90 cm                 | 90,5 cm           |
| Profundidad total (talla 40) | 97,5 cm               | 103,5 cm          |
| Profundidad total (talla 42) | 98,5 cm               | 103,5 cm          |
| Profundidad total (talla 45) | 99 cm                 | 104,5 cm          |
| Ancho total plegada          | 26 cm                 | 29 cm             |
| Alto del asiento al suelo    | 49 cm                 | 49 cm             |
| Peso                         | Saby-20 / Saby-30     | Saby-21 / Saby-31 |
| Peso total                   | 15 kg                 | 13,60 kg          |
| Peso sin los reposapiés      | 13,45 kg              | 12,05 kg          |
| Peso máximo soportado        | 120 kg                | 120 kg            |
| Material                     | Saby-20 / Saby-30     | Saby-21 / Saby-31 |
| Fabricación                  | Acero                 | Aluminio          |
| Color                        | Azul mate / Gris mate |                   |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Asiento

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ancho del asiento (talla) | 40 cm / 42 cm / 45 cm       |
| Profundidad del asiento   | 41 cm                       |
| Material del asiento      | Tela impermeable e ignífuga |

### Reposabrazos

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ancho de reposabrazos  | 5 cm      |
| Largo del reposabrazos | 28 cm     |
| Tipo de reposabrazos   | Abatibles |

### Reposapiés

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Altura del reposapiés    | Regulable de 38 a 49 cm               |
| Peso de los 2 reposapiés | 1,55 kg                               |
| Tipo de reposapiés       | Individuales, regulables y extraíbles |
| Material del reposapiés  | Plástico y acero                      |

### Respaldo

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ancho del respaldo       | 40 cm / 42 cm / 45 cm       |
| Alto del respaldo        | 44 cm                       |
| Inclinación del respaldo | 6°                          |
| Material del respaldo    | Tela impermeable e ignífuga |

### Ruedas


|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Medidas ruedas delanteras | Ø 20 cm |
| Medidas ruedas traseras   | Ø 30 cm |
| Ancho ruedas delanteras   | 5 cm    |
| Ancho ruedas traseras     | 5 cm    |

### Tipo de ruedas


Macizas / Hinchables

### Otras características

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tipo de freno      | Freno maneta / Freno bloqueo         |
| Tipo de plegado    | Cruceta simple con 4 estabilizadores |
| Accesorio de serie | Eleva reposabrazos 2 cm              |



Freno maneta



Sistema de kit de freno



Sistema de kit de freno



Accesorio eleva reposabrazos 2 cm



Ruedas delanteras de 5 cm de ancho



Silla de acero plegable