



Zoe

Handbike

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066


info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Zoe



HANDBIKE POTENTE CON FÁCIL SISTEMA DE ENGANCHE

El handbike Zoe es un reducido accesorio para la silla de ruedas manual que proporciona libertad y velocidad a la hora de desplazarse por exteriores.

Dispone de un diseño y unas dimensiones que facilitan su transporte. Cuenta con una luz frontal, claxon y un display digital que indica la distancia recorrida y la velocidad. El nuevo handbike Zoe tiene un anclaje mejorado que permite acoplar el Zoe a las sillas de ruedas manuales sin dificultades. Es ajustable en altura.

Tiene una batería de 10 Ah de litio que proporciona una autonomía de 30 a 35 km, con tan solo 7 o 8 horas de carga completa.

Cuenta con un motor de 36V 250W que alcanza hasta los 20 km/h.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	18 - 61 cm
Profundidad total	74 cm
Alto total	81 - 91 cm

Peso

Peso total	15 kg
Peso sin baterías	11,90 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material

Aluminio

Color

Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor

Motor	250 W
Batería	10 Ah (litio)
Número de baterías	1
Autonomía	30 - 35 km
Velocidad máxima	20 km/h
Cargador externo	2 Ah

Rueda

Medidas rueda	Ø 30 cm
Ancho rueda	5,5 cm
Tipo de rueda	Hinchable

Otras características

Claxon	Sí
Luces delanteras	Sí
Marcha atrás	Sí
Plegado	Sí
Ruedas antivuelco	Sí
Tipo de frenos	Disco

