



¡NOVEDAD!

Kit de luces integrado,
nuevas amortiguaciones y
nuevos motores de alto rendimiento

KITTOScityplus



Kittos City Plus Completo

Silla de ruedas
eléctrica plegable

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

⚠ Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com



KITTOScityplus



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE DE ALUMINIO CON AMORTIGUACIONES

La silla de ruedas Kittos City Plus mejora y actualiza la exitosa Kittos City.

Entre sus principales mejoras destacan los nuevos motores y la electrónica optimizada, con motores de alta eficiencia, más ligeros y con par de tracción optimizado, manteniendo la misma potencia. Incorporan un sistema de liberación, que permite el uso manual sin resistencia.

Además, la Kittos City Plus incorpora amortiguaciones delanteras que mejoran la conducción y la suavidad. Pesa 25 kg sin baterías, con opciones de 12 Ah hasta 40 Ah y una autonomía de hasta 45 km. Incluye de serie un kit de luces delanteras, traseras e intermitentes.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	60 cm
Profundidad sin reposapiés	79,5 - 84,5 cm
Profundidad con reposapiés	101 - 106 cm
Alto total	94 - 105 cm
Alto del asiento al suelo sin cojín	50,5 cm
Alto del asiento al suelo con cojín	55,5 cm

*Profundidad regulable gracias a las ruedas antivuelco

Medidas plegada

Profundidad plegada	56,5 cm
Ancho plegada	60 cm
Alto plegada	88,5 cm

Peso

Peso total (sin batería)	25 kg
Peso total (con batería de 12 Ah)	26,60 kg
Peso total (con batería de 20 Ah)	27,50 kg
Peso total (con batería de 30 Ah)	28,90 kg
Peso total (con batería de 40 Ah)	29,80 kg
Peso máximo soportado	120 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Gris y negro mate
-------	-------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	45 cm
Ancho útil para sentarse	47,5 cm
Profundidad del asiento	44 cm

Motor

Motor	2 x 200 W
Batería	12 Ah / 20 Ah / 30 Ah / 40 Ah (litio)
Número de baterías	1
Autonomía	10 - 15 km (12 Ah) / 20 - 25 km (20 Ah) 30 - 35 km (30 Ah) / 40 - 45 km (40 Ah)
Velocidad máxima	7 km/h

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	31,5 cm
Ancho del reposabrazos	5 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles / Regulables

Respaldo

Ancho del respaldo	52 cm
Alto del respaldo	44 - 55 cm
Tipo del respaldo	Regulable con tres cinchas

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø32 cm
Ancho ruedas delanteras	5 cm
Ancho ruedas traseras	5,5 cm
Tipo de ruedas	Macizas

Otras características

Altura máxima bordillos	3 cm
Bolsa del respaldo	34 x 20 cm
Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Luces	Delanteras, traseras e intermitentes
Máxima pendiente de escalada	10°
Plataforma del reposapiés	Regulable en tres niveles
Radio de giro	120 cm
Ruedas antivuelco	Sí (extraíbles)
Tipo de frenos	Electromagnéticos

*Antes de contratar un vuelo, le recomendamos que se comunice con la aerolínea para confirmar si permiten sillas de ruedas eléctricas con baterías.





Reposacabezas



Respaldo NXT



Respaldo y Cabezal NXT



Vino personalizado



Mando acompañante fijo o extraíble



Mando Bluetooth



Luz Lightcare®



Cojín anatómico



Reposapiés individuales extraíbles y regulables en altura



Antivuelcos (de serie)



Reposapiés individuales elevables



Reposapiés individuales fijos

KITTOS

SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PLEGABLES

Nº1 EN VENTAS EN ESPAÑA



KITTOS
COMPLET

KITTOScountryplus



KITTOScityplus



KITTOScarbon



KITTOSmagnesium



LA FAMILIA DE SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PLEGABLES
MÁS COMPLETA Y VENDIDA DEL MERCADO