



Calabria 2

Silla de ruedas
eléctrica basculante

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Calabria 2



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON BASCULACIÓN ELECTRÓNICA

La silla de ruedas Calabria 2 incorpora un asiento que bascula electrónicamente, con un rango entre 90 y 130 grados.

Ofrece un respaldo anatómico muy confortable, con un cabezal que proporciona un mejor y correcto apoyo cervical, con elevación de sus reposapiés.

La Calabria 2 es una silla de ruedas con una autonomía de hasta 30 a 40 km, gracias a sus dos baterías de 75 Ah. Por otra parte, cuenta con una gran potencia gracias a sus dos motores de 420W.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	69 cm
Profundidad total	108 cm
Alto total	103 cm
Alto del asiento al suelo	52 cm

Peso

Peso total	117 kg
Peso máximo soportado	160 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Azul / Rojo
-------	-------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	45 cm
Profundidad del asiento	46 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Acolchado

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	8 cm
Largo del reposabrazos	35 cm
Material del reposabrazos	Injectado
Tipo de reposabrazos	Regulables en altura

Reposapiés

Elevación de los reposapiés	72°
Tipo de reposapiés	Individuales y elevables
Material de los reposapiés	Plástico y aluminio

Respaldo

Ancho del respaldo	40 cm
Alto del respaldo	55 cm
Tipo de respaldo	Reclinación manual de 90° a 130°
Material del respaldo	Tela ignífuga

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 23 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 36 cm
Ancho ruedas delanteras	8 cm
Ancho ruedas traseras	8 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables

Motor

Potencia motor	2 x 420 W
Batería	2 x 75 Ah
Número de baterías	2
Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía	30 - 40 km
Cargador externo	8 Ah

Otras características

Basculación	Eléctrica
Claxon	Sí
Frenos	Electromagnéticos
Inclinación (ángulo asiento)	0° a 10°
Joystick	Programable
Luces intermitentes	Sí
Luces traseras	Sí
Marcha atrás	Sí
Máxima pendiente de escalada	15°
Radio de giro	850 mm
Reposacabezas	Sí (de serie)
Ruedas antivuelco	Sí



Basculación eléctrica
Reclinación 150°

