

EMPIEZA LA NUEVA ERA: KITTOS KIDS

LA 1^{ERA} SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE INFANTIL

La reconocida familia de sillas de ruedas eléctricas plegables Kittos, líder en el mercado, se expande con Kittos Kids: la versión especialmente diseñada y desarrollada para niños y niñas.

KITTOSkids

NOVEDAD



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE INFANTIL

Tenemos el placer de presentar el nuevo modelo **Kittos Kids**, la primera silla de ruedas eléctrica plegable del mercado diseñada específicamente para niños y niñas. Al igual que todos los modelos de la familia Kittos, la nueva silla Kittos Kids cuenta con los más altos estándares de calidad y prestaciones para el usuario.

La silla **Kittos Kids**, se puede configurar según las necesidades de los niños y niñas, gracias a una amplia variedad de accesorios, como el respaldo anatómico NXT, control lateral, taco abductor y muchos más, convirtiendo la silla en la opción ideal para cada niño.

Además, el diseño de la silla de ruedas eléctrica plegable **Kittos Kids** se adapta a las preferencias de cada niño con la opción de elegir sus colores y diseños favoritos.

Kittos Kids es la solución perfecta para los padres que buscan la libertad y movilidad de sus hijos, y para los niños que quieren explorar y divertirse cada día con total seguridad y comodidad.

FICHA TÉCNICA KITTOS KIDS

Información general

Talla regulable	24 - 41 cm
Ancho total	55 cm
Profundidad total	79 cm
Profundidad total con reposapiés	106 cm
Alto total	100 cm
Alto del asiento al suelo	47 cm

Peso

Peso total	18,90 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material

Aluminio

Color

Consultar configurador

Motor

Potencia del motor	2 x 200 W
Batería	2 x 10 Ah (litio)
Autonomía	20 - 25 km
Velocidad máxima	6,5 km / h

Accesorios disponibles

Cabecal
Cojín anatómico Neo Cushion
Control lateral
Lightcare®
Puños ergonómicos
Reposapiés individuales
Reposapiés individuales elevables
Respaldo anatómico NXT
Soporte mando acompañante
Taco abductor

¡Haz de tu silla una obra de arte con los colores de la Kittos Kids!



Para una mejor visualización de los colores, consulte el muestrario.



AÑADA LOS ACCESORIOS NECESARIOS

- ✓ Cabezal
- ✓ Cojín anatómico Neo Cushion
- ✓ Control lateral
- ✓ Lightcare®
- ✓ Puños ergonómicos
- ✓ Reposapiés individuales
- ✓ Reposapiés individuales elevables
- ✓ Respaldo anatómico NXT
- ✓ Soporte mando acompañante
- ✓ Taco abductor

Los 7 colores para el chasis, son las opciones disponibles exclusivas para la Kittos Kids.

Mezcle y combine hasta con 2 colores de chasis distintos para crear una Kittos Kids única.

¡CONFIGÚRELA A SU GUSTO!



totalcare-europe.com/configurador/kittos-kids