



Cojín visco

Ayudas técnicas

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

Cojín visco



FABRICADO EN ESPUMA VISCOELÁSTICA

El cojín Visco es perfecto para aquellos usuarios que deben permanecer en la misma posición durante largo tiempo. Al estar fabricado en espuma viscoelástica proporciona un gran confort a la persona, adaptándose perfectamente a su cuerpo.

Cojín de alta capacidad de recuperación de la forma. Transpirable.

La espuma viscoelástica lo que hace es disminuir la presión aumentando la superficie de contacto, ofreciendo una mejor inmersión.

Sus dimensiones son de 42 x 42 cm. El alto del cojín es de 8 cm.

Funda incluida.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	42 cm
Profundidad total	42 cm
Alto total	8 cm

Material	Espuma viscoelástica
----------	----------------------

Color	Negro
-------	-------



Funda negra incluida