



Grúa Hidráulica

Ayudas técnicas

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

Grúa Hidráulica



GRÚA AÚPA HIDRÁULICA MINI 150 KG

La grúa aúpa hidráulica tiene un sistema manual sencillo, ideal para un traslado cómodo del usuario y para realizar sus cuidados pertinentes de una forma fácil y práctica. Además, trae de serie un arnés que se coloca fácilmente en la grúa y proporciona una óptima seguridad a la persona. De uso doméstico u hospitalario.

El mecanismo manual hidráulico se puede añadir tanto en la Grúa Aúpa como en la Grúa Aúpa de Bipedestación.

Disponible únicamente en talla Mini (peso máximo soportado 150 kg).

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total (patas regulables)	50 - 87 cm
Apertura total*	40 - 78 cm
Profundidad total	104 cm
Alto total	129 - 185,5 cm
Alto del arnés al suelo	60 - 167 cm
Alto rueda delantera	9 cm

*Distancia entre los interiores de las patas delanteras (espacio efectivo de apertura).

Peso

Peso total	39,90 kg
Peso máximo soportado	150 kg

Material

Aluminio

Color

Negro y Plata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor

Potencia del motor	24V · 8000N
Batería	10 Ah
Número de baterías	2 de 5 Ah